

HUVEC细胞专用培养基产品说明书

产品基本信息

货号：C5192-500

外观：液体

浓度：1×

有效期：1个月

存储条件：2-8℃，避光储存

产品介绍

HUVEC细胞专用培养基由百迪技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可保HUVEC细胞最佳的生长状态。是经灭菌的液体培养基，包含必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子、微量矿物质和低浓度胎牛血清(5%)。该培养基缓冲体系为重碳酸盐，在含5%CO₂的细胞培养箱中平衡后pH值为7.4。该培养基的配方能够选择性的促进正常人类微血管内皮细胞体外培养中的增殖和生长，并为其达到最理想营养平衡状态。本产品中已包含HUVEC细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于HUVEC细胞的体外培养。本产品仅供科研使用，不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

注意事项

1. 使用产品时应注意无菌操作，避免污染。
2. 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用。
3. 为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
4. 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用。
5. 本产品只供科研使用，不可应用于临床等其他方面。

附产品说明

细菌检测	阴性
真菌检测	阴性
支原体检测	阴性
细胞生长实验	细胞生长良好，形态正常