

BEAS-2B细胞专用培养基产品说明书

产品基本信息

货号 :C5382-500

外观: 液体

浓度: 1×

有效期: 3个月

存储条件: 2-8°C, 避光储存

产品介绍

BEAS-2B细胞专用培养基由百迪技术团队精心优化, 经过长期测试, 本产品可保BEAS-2B细胞最佳的生长状态。该培养基的配方能够选择性的 人肺上皮细胞体外培养中的增殖和生长, 并为其达到最理想营养平衡状态。本产品中已包含BEAS-2B细胞生长所需的各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于BEAS-2B细胞的体外培养。本产品仅供科研使用, 不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

注意事项

1. 使用产品时应注意无菌操作, 避免污染。
2. 本产品含有血清和双抗, 如无特别需要不用额外再添加血清和双抗, 可以直接使用。
3. 为保持本产品的最佳使用效果, 不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
4. 所有产品请于保质期内使用, 超出保质期, 必须放弃使用。
5. 本产品只供科研使用, 不可应用于临床等其他方面。

附产品说明

细菌检测	阴性
真菌检测	阴性
支原体检测	阴性
细胞生长实验	细胞生长良好, 形态正常