

## COS-7 细胞完全培养基产品说明书

### 产品基本信息

货号：C5054-500

外观：液体

浓度：1×

有效期：3个月

存储条件：2-8℃，避光储存

### 产品介绍

COS-7 细胞完全培养基由百迪技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可 COS-7 细胞最佳的生长状态。该完全培养基中包含必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子、微量矿物质、抗生素和血清等细胞生长所需成分，可直接用于COS-7 细胞的体外增殖与培养。本产品仅供科研使用，不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

### 注意事项

1. 使用产品时应注意无菌操作，避免污染。
2. 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用。
3. 为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
4. 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用。
5. 本产品只供科研使用，不可应用于临床等其他方面。

### 附产品说明

|        |             |
|--------|-------------|
| 细菌检测   | 阴性          |
| 真菌检测   | 阴性          |
| 支原体检测  | 阴性          |
| 细胞生长实验 | 细胞生长良好，形态正常 |