

## NCI-H82细胞专用培养基产品说明书

### 产品基本信息

货号：C5526-500

外观：液体

浓度：1×

有效期：3个月

存储条件：2-8℃，避光储存

### 产品介绍

NCI-H82细胞专用培养基由百迪技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可保NCI-H82细胞最佳的生长状态。该培养基的配方能够选择性的促进人小细胞株肺癌细胞体外培养中的增殖和生长，并为其达到最理想营养平衡状态。本产品中已包含NCI-H82细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于NCI-H82细胞的体外培养。本产品仅供科研使用，不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

### 注意事项

1. 使用产品时应注意无菌操作，避免污染。
2. 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用。
3. 为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
4. 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用。
5. 本产品只供科研使用，不可应用于临床等其他方面。

### 附产品说明

细菌检测	阴性
真菌检测	阴性
支原体检测	阴性
细胞生长实验	细胞生长良好，形态正常